

# 放射能検査 申込書



放射線検査分析室  
山梨県南アルプス市有野499-1  
TEL : 055-285-3111  
FAX : 055-285-3114  
[info@fujishukin.co.jp](mailto:info@fujishukin.co.jp)

申込日	年	月	日
氏名/法人名	様		
住所	〒		
TEL		FAX	

## 1. 検体の情報等

検体の名称	<input type="checkbox"/> 椎茸 ( <input type="checkbox"/> 生 <input type="checkbox"/> 干 ) ( <input type="checkbox"/> 林内 <input type="checkbox"/> ハウス ) _____年木 _____回目 ※干椎茸は原則水戻しして、測定致します。	<input type="checkbox"/> ホダ木 ( <input type="checkbox"/> 林内 <input type="checkbox"/> ハウス ) _____年木 _____回使用 ※未乾燥の場合、乾燥料を頂くことがございます。
	<input type="checkbox"/> 原木 ※未乾燥の場合、乾燥料を頂くことがございます。	<input type="checkbox"/> その他
採取場所	<input type="checkbox"/> 住所と同じ	都道 _____市町 府県 _____村
採取日	年 月 日	
検体量	<input type="checkbox"/> 生椎茸 600g <input type="checkbox"/> 水戻しした干椎茸 600g (干椎茸 150g) <input type="checkbox"/> 原木オガ 300g(乾重) <input type="checkbox"/> ホダ木オガ 300g(乾重) <input type="checkbox"/> その他 ( _____ ml・g)	
備考		

報告書の下限值表記 【椎茸のみ】	<input type="checkbox"/> 2.5Bq/kg	<input type="checkbox"/> 1.0Bq/kg	<input type="checkbox"/> 実測値
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

※例：1.0Bq/kgを選択した場合、検体の測定値が1.0Bq/kg未満の時に、報告書の表記は「下限値未満」となります。

※特に指定のない場合は、実測値で報告させていただきます。

※下限値により検体の測定時間が異なります。

※測定方法は「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠して行います。

## 2. 検体の返却について

- 原則として弊社で廃棄させていただきます。
- 検体の返却を希望される場合、 印を入れてください  (送料着払い)

## 3. ご利用にあたって

- 原木・楮木の測定方法については、農林水産省林野庁制定の「きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法」(平成23年10月31日付け23生産第4952号・23林政経第229号)または弊社ホームページ「放射能測定サービスの詳細について」に基づいてご準備をお願いいたします。
- 測定方法は厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準拠して行います。因みに、スクリーニングレベルは50Bq/kgです。50Bq/kg以上100Bq/kg未満の場合はゲルマニウム半導体測定器での精密検査が必要となります。

## 測定機器

EMF211型 ガンマ線スペクトロメータ

弊社営業担当者	
---------	--